

Коврик для мыши GLIDE S, прошитый край, черный
арт. 38116

Методы нанесения: термотрансфер, термотрансфер DTF,
шелкография (только золото, серебро, белый (в два проката даже для кроющих цветов)).

Сквозь нанесение будет проступать структура ткани (краска проваливается)-шелкография

Мышка может плохо скользить по термотрансферу и термотрансферу DTF из-за чего
рекомендуем делать нанесение не на всё поле, а по углам (—————)

рекомендуемое поле для
термотрансфера,
термотрансфера DTF

поле для
термотрансфера,
термотрансфера DTF
и шелкографии

рекомендуемое поле для
термотрансфера,
термотрансфера DTF

рекомендуемое поле для
термотрансфера,
термотрансфера DTF

рекомендуемое поле для
термотрансфера,
термотрансфера DTF

