


Коврик для мыши GLIDE M, прошитый край, арт. 38117
Методы нанесения: термотрансфер, термотрансфер DTF, шелкография (только золото, серебро, белый (в два проката даже для кроющих цветов), сублимация (только на белом))

Сквозь нанесение будет проступать структура ткани (краска проваливается)-шелкография

Мышка может плохо скользить по термотрансферу и термотрансферу DTF из-за чего рекомендуем делать нанесение не на всё поле, а по углам (-----)

38117/35



рекомендуемое поле для термотрансфера, термотрансфера DTF


рекомендуемое поле для термотрансфера, термотрансфера DTF

поле для термотрансфера, термотрансфера DTF и шелкографии

рекомендуемое поле для термотрансфера, термотрансфера DTF

рекомендуемое поле для термотрансфера, термотрансфера DTF

38117/01



рекомендуемое поле для термотрансфера, термотрансфера DTF

рекомендуемое поле для термотрансфера, термотрансфера DTF

поле для термотрансфера, термотрансфера DTF и шелкографии

рекомендуемое поле для термотрансфера, термотрансфера DTF

рекомендуемое поле для термотрансфера, термотрансфера DTF